



## Proporcje mieszania mas osłaniających typu GILVEST z płynem GILVEST LIQUID

Gilvest MG	100 g masy : 15 ml płynu
Gilvest MG Vario	100 g masy : 16 -17 ml płynu
Gilvest MGSpeed	100 g masy : 20 ml płynu
Gilvest ME	100 g masy : 15 ml płynu
Gilvest EHT Superfine	100 g masy : 24 ml płynu
Gilvest HS	100 g masy : 24-26 ml płynu
Gilvest HS Soft	100 g masy : 28 ml płynu

Okres trwałości płynu Gilvest Liquid wynosi 1 rok. Zamrożenie w temperaturze poniżej 0°C (32 °F) powoduje, że płyn traci swoje właściwości użytkowe. Sugerujemy zgromadzenie odpowiedniego zapasu przed sezonem zimowym.

Dostępny jest również płyn Gilvest Liquid "G" do prac wymagających większej rozszerzalności.

*Wersja polska, maj 2013*